

Desintegrador / Homogeneizador

- Este set de equipos está compuesto por un Desintegrador DM-540 y un Homogeneizador HM-250, y son usados en el laboratorio de análisis de calidad de caña de azúcar.
- Son unidades compactas, fáciles de operar y mantener.
- El desintegrador ha sido diseñado para recibir las muestras de caña de azúcar removida de los camiones de carga mediante una sonda oblicua de muestreo de caña (hasta 30 Kg).
- El homogeneizador recibe la muestra ya desintegrada y la homogeneiza para su análisis.
- Pueden adquirirse juntos o por separado (desintegrador u homogeneizador).

